




BODYSTAT[®] 1500

Appareil pour le monitoring de la Composition Corporelle.

- **Mono fréquence.** Idéal pour le suivi des adultes.
- Les résultats réels et les valeurs recommandées s'affichent en quelques secondes sur un écran, sur deux lignes.
- **Wellness** et **Body Manager** sont des logiciels de l'environnement windows qui sont destinés à transférer les résultats sur un ordinateur et à imprimer des rapports motivants et formateurs incluant **l'analyse des risques cardiaques**. On peut aussi entrer les données concernant **la tension artérielle, le cholestérol** et plus encore, ce qui permet de dépister les évolutions dans le temps. Ces résultats sont regroupés dans des graphiques pour assurer un suivi.
- Exemple de graphique accessible via notre site web.



BODYSTAT[®] 1500MDD

Appareil de monitoring de la composition corporelle et de l'état de santé.

- **Bi-fréquence.** Idéal pour les enfants (à partir de 6 ans) et pour les adultes.
- **Indicateur innovant** pour l'état de santé.
- Inclus un logiciel **Body Manager** pour l'impression de rapports et de graphiques affichant l'évolution avec le temps.
- Logiciel **Wellness** – jusqu'à 17 pages – de directives à visée éducative.



QUADSCAN 4000

Appareil pour Composition Corporelle, Fluides et Pathologies / Mesures segmentaires.

- Appareil **multifréquence** pour la détermination de l'eau intra et extra-cellulaire.
- **Exceptionnel indicateur de pathologies (corps complet et segmentaire)** fondé uniquement sur les données brutes de l'impédance sans avoir besoin du poids réel du patient.
- Donne les ratios entre **Eau extra-cellulaire** et **Eau totale** ainsi que l'état cellulaire chez les bien-portants, les athlètes de compétition et les malades graves.
- S'applique à toutes les tranches d'âge, du nouveau-né aux personnes très âgées, quelque soit le groupe de population.
- Fourni avec un logiciel pour la **Composition Corporelle** et les **mouvements des fluides** avec diverses équations de calcul (*exemples d'impression sur notre site web*).

BODYSTAT[®] PRINTER

- Imprimante thermique portable compatible Bluetooth permettant une impression immédiate des résultats.



COMPARAISON
 des APPAREILS

OPTIONS d'AFFICHAGE

		Bodystat® 1500	Bodystat® 1500MDD	QuadScan 4000
		Mono fréquence Adultes	Bi-Fréquence Adultes + Enfants	Multi-Fréquence
Masse Grasse	(MG) & %*	✓	✓	✓
Masse Maigre	(MM) & %*	✓	✓	✓
Masse Maigre sèche*		✓	✓	✓
Poids Total (max 300kg)	(PT)	✓	✓	✓
Eau Corporelle Totale	(ET) & %*	✓	✓	✓
Métabolisme de Base (fondé sur le ratio MM versus Eau Totale)	(MB)*	✓	✓	✓
MB/PT*		✓	✓	✓
Besoins énergétiques d'activité*		✓	✓	✓
Rapport tour de taille/hanches		✓	✓	✓
Indice de Masse Corporelle (IMC)		✓	✓	✓
Indice de Masse Grasse (IMG)*			✓	✓
Indice de Masse Maigre (IMM)*			✓	✓
Indice d'état de santé			✓	
Eau extra-cellulaire (EEC) & %*				✓
Eau intra-cellulaire (EIC) & %*				✓
Indice nutritionnel (EEC/ET)*				✓
Masse cellulaire (MC)*				✓
Troisième secteur*				✓
Indice de pathologie				✓
Mesures d'Impédance segmentaire				✓
Fréquences utilisées		50kHz	5/50kHz	5/50/100/200kHz
Impédance (Range 20 - 1,000 ohms)		✓	✓	✓
Résistance (à50 kHz)			✓	✓
Réactance (à50 kHz)			✓	✓
Angle de Phase (à50 kHz)			✓	✓
Valeurs normales**		✓	✓	✓

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Stockage automatique de 100 mesures pour rappel ultérieur.		✓	✓	✓
Piles Duracell® Type AA 1.5V		6	6	6
Horloge pour enregistrement des mesures en temps réel.			✓	✓
Communications via Bluetooth (logiciel de l'imprimante)		Adapté seulement au logiciel de l'imprimante	✓	✓
Choix des langues (Europe)		✓	✓	✓
Imprimante thermique Bodystat®		En Option	En Option	En Option
Garantie 12 mois (sauf câbles)		✓	✓	✓
Câbles blindés (pour éviter les interférences)		✓	✓	✓
Coffret blindé (pour éviter les interférences)				✓
Electrodes		Courtes	Longues	Longues




APPLICATION EN FONCTION DE L'AGE

6 - 17 ans		Accessible avec les logiciels Wellness et Body Manager	✓	✓
18 - 70 ans		✓	✓	✓
> 70 ans		Accessible dans le logiciel Body Manager	Inclus dans le logiciel Body Manager	Inclus dans le logiciel Quadscan

LOGICIELS BODYSTAT WINDOWS

Wellness – jusqu'à 17 pages de rapport détaillé.		En Option	En Option	
Body Manager – inclus rapports de suivi.		En Option	Inclus	
QuadScan - inclus Analyse état hydrique.				Inclus

*Estimé **Où cela s'applique.

 Bodystat et les logos Bodystat sont des marques déposées de Bodystat (Ile de Man) Limited. Les informations de cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Bodystat Ltd ne peut pas être tenu responsable des erreurs techniques et éditoriales ou des omissions.
 Copyright ©2003, 2007 Bodystat Ltd. Tous droits réservés.

 MESURES SEGMENTAIRES
 (Voir notre site web pour exemples et détails complets)

 Recherches et références de validation sont sans cesse mises à jour sur notre site web rubrique **RESEARCH DIGEST**:
www.bodystat.com/reference_papers.htm


CHANGEZ
D'ATTITUDE VIS-À-VIS DE VOTRE SANTÉ.


 Siège social
 (Fondé en 1990):

 Bodystat Limited
 PO Box 50, Douglas
 Ile de Man, IM99 1DQ
 GRAND BRETAGNE

☎ +44-(0)1624-629 571

☎ +44-(0)1624-611 544

info@bodystat.com

www.bodystat.com